

PRODUKTE UND ZUBEHÖR



ATEMMASKEN | THERAPIEGERÄTE | HYGIENEPRODUKTE | ZUBEHÖR



RUND UM DIE ATMUNG

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

die ungehinderte Atmung ist eine enorm wichtige Grundfunktion unseres Körpers und ist maßgeblich für unsere Gesundheit. Eine eingeschränkte Atmungsfunktion im Schlaf oder durch Erkrankungen hat Auswirkung auf den Gesundheitszustand und verschlechtert die Lebensqualität.

Ärztlich verordnete medizinische Therapieverfahren helfen die Atmung zu verbessern. Wir versorgen seit Jahrzehnten Kund:innen mit den dafür notwendigen Gerätesystemen. Um Sie in Ihrer Therapie zu unterstützen, stellen wir Ihnen hier weitere Produkte vor, welche Ihre Therapie ergänzen und die Anwendung erleichtern können.

Wir beraten Sie gerne bei Fragen zur Therapie oder den vorgestellten Produkten. Ihr Anliegen ist unser Auftrag.

Ihr IfM Medical Team

DREAMWEAR NASENSPITZENMASKE*

Durch ihr innovatives Design liegt die DreamWear Nasalmaske nur minimal auf und bietet höchsten Tragekomfort. Einzigartig ist der Luftfluss innerhalb des Rahmens und der Anschluss oben auf dem Kopf. Das Material ist angenehm leicht, weich und sehr flexibel. Die Maske ist so gut wie nicht zu spüren.

Artikelnummer:

Rahmengröße M: 198r1001 | 149,00 €

Rahmengröße S: 198r1002 | 149,00 €

Rahmengröße L: 198r1003 | 149,00 €



Inklusive Nasenpolsterkissen in den Größen S, M, MW und L

DREAMWEAR VOLLGESICHTSMASKE*

Für alle Patient:innen eine passende Lösung. Auch für Patient:innen, die aufgrund einer Mundleckage eine Vollgesichtsmaske benötigen, müssen ab sofort auf den vollen Komfort der DreamWear Family nicht mehr verzichten. Die neue DreamWear Vollgesichtsmaske verbindet Passgenauigkeit und Dichtigkeit im Bereich von Nase und Mund mit allen Vorteilen der DreamWear Masken und bietet die Freiheit, auch unter Therapie so zu schlafen, wie man es gewohnt ist.

Artikelnummer:

Rahmengröße M: 197s1001 | 169,00 €

Rahmengröße S: 197s1002 | 169,00 €

Rahmengröße L: 197s1003 | 169,00 €



Inklusive Maskenkissen in den Größen S, M, MW und L

DREAMWEAR MASKENKISSEN*

Artikelnummer:

Vollgesichtsmaskenkissen Gr. S: 197s3001 | 69,00 €

Vollgesichtsmaskenkissen Gr. M: 197s3002 | 69,00 €

Vollgesichtsmaskenkissen Gr. MW: 197s3003 | 69,00 €

Vollgesichtsmaskenkissen Gr. L: 197s3004 | 69,00 €



AIRTOUCH MASKENKISSEN*

Exklusiv für die ResMed AirFit F20 und N20 Maskenserien!

- ✓ Atmungsaktives Material
- ✓ Memory-Schaum
- ✓ Außergewöhnlicher Komfort

für AirFit F20 Vollgesichtsmaske

Artikelnummer:

Maskenkissen Gr.S: 191s3009 | 38,00 €

Maskenkissen Gr.M: 191s3010 | 38,00 €

Maskenkissen Gr.L: 191s3011 | 38,00 €



für AirFit N20 Nasenmaske

Artikelnummer:

Maskenkissen Gr.S: 199r3008 | 29,00 €

Maskenkissen Gr.M: 199r3009 | 29,00 €

Maskenkissen Gr.L: 199r3010 | 29,00 €

XYLIMELTS | HAFTTABLETTEN*

Effektiv

Effektiv bei Mundtrockenheit. Steigert die morgendlich wahrgenommene Mundfeuchtigkeit deutlich. Zudem sind die Hafttabletten sehr gut geeignet um Karies vorzubeugen. Ideal für die Nacht: Kein Risiko des Verschluckens.



Neutral: 993a1001 | 15,99 €



Milde Minze: 993a1002 | 15,99 €

Während des Schlafs:

Ein bis zwei Tabletten (eine Tablette für jede Mundseite) - tagsüber nach Bedarf.

Komfortabel

Sie fühlen keinen Druck beim Tragen. Die Tabletten behindern nicht beim Sprechen, da sie sich nicht frei im Mund herumbewegen. Auch Tagsüber sind sie völlig unauffällig.

Vegan und haltbar:

Keine künstlichen Aromen, Farbstoffe oder Tierprodukte. Enthält ausschließlich pflanzliche Inhaltsstoffe und ist bis zu fünf Jahre haltbar. Erhältlich in den Geschmacksrichtungen Minze oder Neutral.

Inhalt: 40 Hafttabletten



Warnhinweis:

Nicht am Gaumen anbringen, nur am Zahn oder am Zahnfleisch. Nicht für Kinder unter 5 Jahre geeignet. Wirkstoff Hylitol ist für Hunde giftig.

SOMNIPAX PRO*

Mundstück gegen Mundleckage bei nasaler Therapie

Wirkt gegen Mundleckage von Nasenmasken bei der CPAP-Therapie. Ermöglicht in vielen Fällen den Umstieg von einer Vollgesichtsmaske zu einer Nasenmaske (Einen Umstieg von Mund-Nasenmaske sollten Sie mit Ihrem Schlafmediziner besprechen).

Einfache Selbstanpassung im Wasserbad an Ihr Gebiss, danach allabendlich einsetzbar. Verhindert Luftaustritt durch den Mund bei einer CPAP-Therapie mit Nasenmaske. Dieses Mundstück hilft Ihnen, den Überdruck in den Atemwegen aufrecht zu erhalten und die Atemwege konstant freizuhalten. Das Somnipax Mundstück wurde von Dentalchirurgen entwickelt, bietet höchste Sicherheit durch seine Größe und passt sich einwandfrei Ihrem Mund an.

Frei von BPA und Weichmachern.



Artikelnummer: 994a1001 | 69,90 €

GECKO NASENPOLSTER*



Verbessern Sie den Tragekomfort Ihrer Maske und minimieren Sie Leckagen, Druckstellen und Hautirritationen mit dem Gecko Nasenpolster. Bestehend aus hypoallergenem und latexfreiem Polymergel, lässt sich das Gecko Nasenpolster bei allen Nasen- und Vollgesichtsmasken einsetzen. Das Gecko Nasenpolster ist eine weiche, angenehm zu tragende Auflage, die vor dem Aufsetzen der Maske auf dem Nasenrücken platziert wird. Die empfohlene Nutzungsdauer beträgt 30 Tage.

Maße: Artikelnummer:

Small:	89 x 38 mm	110a3001 20,00 €
Large:	107 x 51 mm	110a3002 20,00 €

*Hygieneartikel - vom Umtausch ausgeschlossen

SPEZIAL MASKENREINIGUNSTÜCHER*

Die Spezial-Maskenreinigungstücher helfen bei der täglichen Reinigung Ihres Therapiezubehörs. Sie entfernen Schmutz, Fette, Öle und andere organische Rückstände.

- Angenehm erfrischender Duft
- ideal für Berufstätige und Reisende
- schnelle, praktische Reinigung

Zitrus Duft

Artikelnummer: 110a3038 | 8,90 €



Die Spezial-Maskenreinigungstücher im praktischen Softpack bleiben lange frisch und garantieren Ihnen auch unterwegs eine einwandfreie, hygienische Aufbereitung Ihrer Maske und Ihres Therapiegerätes. Genießen Sie hygienische Sauberkeit jetzt immer und überall wo Sie wollen und profitieren Sie von unserem Vorteilspack (72 Tücher pro Verpackung).

Neutraler Duft

Artikelnummer: 110a3037 | 8,90 €



Bitte beachten Sie, dass es sich dabei nicht um Desinfektionstücher handelt.

SPEZIAL ENTKALKER*



Entfernt schonend, sicher und schnell hartnäckige Kalkrückstände zum Beispiel in Ihrem Atemluftbefeuchter.

- 500 ml Inhalt
- mit Korrosionsschutzformel
- frei von Tensiden, Farb- und Duftstoffen
- hinterlässt keinerlei Rückstände
- ideal für hochwertige CPAP Geräte aller Marken
- verlängert die Lebensdauer Ihres Gerätes

Die hochwirksame und sichere Anwendung garantiert eine mühelose und schnelle Entkalkung. Der regelmäßige Einsatz sorgt für eine optimale Sauberkeit der Befeuchterkammer. Die Befeuchterkammer ist nach der Entkalkung und dem anschließendem Spülen voll einsetzbar.

Artikelnummer: 110a3033 | 8,90 €

LÖWOSAN SPEZIALREINIGER FÜR IHR ZUBEHÖR

Mit dem angenehmen, frisch duftenden Löwosan Spezialreiniger können Atemtherapiemasken sowie Therapieschläuche material- und umweltschonend gereinigt werden. Die dabei verwendeten Duft- und Farbstoffe sind biologisch abbaubar. Somit sorgt Löwosan für eine natürlich hygienische Sauberkeit.

Artikelnummer: 110a3006 | 8,00 €



SPEZIALREINIGUNGSBÜRSTE*

Diese hochwertige Spezialbürste macht eine noch gründlichere Reinigung von CPAP-Schläuchen möglich. Die Innenseite des Schlauches wird durch die Borsten der Bürste mit schonendem Druck gereinigt. Die Bildung von gesundheitsschädlichem Schimmel oder von Algen wird dadurch nachhaltig verhindert.



Passend für:



Artikelnummer:

Slimline-Atemschlauch

15 mm

110a2019 | 7,90 €

Standard-Atemschlauch

19 mm

110a2018 | 7,90 €

Wichtig: Dieser Artikel kann **nicht** über Versand zugestellt werden. Sie erhalten die Reinigungsbürsten in unseren Niederlassungen oder AtemCentren.

REINIGUNGSPAKETE*

Reinigungspaket 1

Artikelnummer: 110a3026
statt 17,80 € für 14,99 €



Reinigungspaket 2

Artikelnummer: 110a3027
statt 17,80 € für 14,99 €



Reinigungspaket 3

Artikelnummer: 110a3028
statt 25,80 € für 22,00 €



Reinigungspaket 4

Artikelnummer: 110a3029
statt 25,80 € für 22,00 €



Reinigungspaket 5

Artikelnummer: 110a3030
statt 25,80 € für 22,00 €



Reinigungspaket 6

Artikelnummer: 110a3031
statt 34,70 € für 29,90 €



KOMBINIEREN UND SPAREN

*Hygieneartikel - vom Umtausch ausgeschlossen

HALTERUNG FÜR SCHLAUCHSYSTEME



Mit dem CPAP Schlauchhalter schlafen Sie angenehmer. Einfach und dennoch praktisch konzipiert, verringert das System die Zugbelastung auf Ihren Atemschlauch sowie das Rutschen der Maske und vermeidet somit eine Leckagebildung. Mit Hilfe des Zeltstangensystems ist der CPAP Schlauchhalter in wenigen Sekunden aufgebaut und einsatzbereit. Im Lieferumfang inbegriffen ist ein handlicher Transportbeutel. Zusammengefaltet ist der Halter sehr klein und leicht - ideal auch für Reisen.

Produktabmessung: 95 cm hoch

Artikelnummer: 110a2007 | 29,00 €

AEROTUBE | SCHLAUCHREINIGUNGSSYSTEM

Mit dem AEROTUBE CPAP Schlauchreinigungssystem können Sie Ihre CPAP Schläuche reinigen, aufhängen und bequem trocknen lassen. Mit dem Saugnapf an der Halterung befestigen Sie AEROTUBE an einem Ort Ihrer Wahl. Herumliegende, schwer trocknende Schläuche gehören ab jetzt der Vergangenheit an.

Schlauchreinigungssystem - bestehend aus:

- 1x Schlauchbrücke
- 1x Schlauchkappen
- 1x Hakenvorrichtung
- 1x Saugnapf

Artikelnummer: 991b2001 | 14,70 €



SCHLAUCHHEIZUNG*



Bei der Verwendung eines Warmluftbefeuchters kommt es in kühleren Jahreszeiten häufig zu Kondenswasserbildung im Therapieschlauch. Störende Geräusche entstehen. Eine Schlauchheizung verringert die Temperaturdifferenz und hilft die Maximalmenge an Feuchtigkeit an die Atemluft abzugeben. Mit einer Schlauchlänge von 1,80 m und 22 mm Durchmesser, kann die Schlauchheizung für fast alle gängigen Therapiegeräte verwendet werden.

Artikelnummer:

Ohne Druckmessschlauch: 118s2001 | 69,00 €

Ersatzschlauch: 118s3001 | 45,00 €

Mit Druckmessschlauch: 112t1001 | 89,90 €

Ersatzschlauch: 112t5001 | 45,00 €

SPANNUNGSWANDLER

Diese hochwertigen Geräte ermöglichen volle Freizeitmobilität unter maschineller Atemtherapie. Aufgrund hoher Leistungsreserven auch für einen Betrieb mit beheizter Atemgasanfeuchtung geeignet. Ausgestattet mit e-Kennzeichen (e-mark) dürfen die Geräte in Fahrzeugen und Booten montiert werden.



Artikelnummer:

Spannungswandler 12 V: 110a2003 | 69,00 €

Spannungswandler 24 V: 110a2004 | 79,00 €

RC-GEL NASAL | NASENGEL^{*}

Wohltuende Pflege für die Nase

Versorgt bei trockener Nase die Nasenschleimhäute mit natürlicher Feuchtigkeit – gut für Sauerstoffpatient:innen geeignet.

Produktmerkmale

- rein natürliche Inhaltsstoffe
- tägliche Pflege der Nase zur Infektvorbeugung, begleitend zur Sauerstofftherapie und zur Behandlung chronischer Beschwerden geeignet
- isotonische Meersalzlösung befeuchtet die Atemwege und beruhigt gereizte Haut
- Dexpanthenol pflegt gereizte Haut und unterstützt den Heilungsprozess

Artikelnummer: 998a1001 | 9,95 €



SCHLAUCHHÜLLE | NORDKAP^{*}

Der Überzug für den Atemschlauch reduziert die Kondenswasserbildung in Maske und Schlauch. Die Schlauchhülle Nordkap ist 180 cm lang, wiederverwendbar und passend für alle gängigen CPAP Schläuche. Das Material aus Fleece ist weich, hautfreundlich und sehr gut verträglich.

Nicht kombinierbar mit:

- HYPERNITE Superday ROC Schlauchsystem
- HYPERNITE Superday ROC Ersatzschlauch
- Schlauchheizung prisma HYPERNITE mit 19 mm ID
- Schlauchheizung prisma HYPERNITE mit 15 mm ID

Artikelnummer: 110a2016 | 14,90 €



^{*}Hygieneartikel - vom Umtausch ausgeschlossen

CPAP SCHLAFKISSEN | FLUFFY*



- Länge 50 cm
- Breite 33 cm
- Höhe 9 cm

Mit dem CPAP Schlafkissen Fluffy wird der optimale Sitz der CPAP Maske unterstützt. Häufig verursachen Bewegungen im Schlaf Leckagen im Maskenbereich und die effektive Therapie wird gestört. Nun können sowohl Seiten-, Bauch- als auch Rückenschläfer von dem speziellen Design des CPAP Schlafkissen FLUFFY profitieren. Die Halswirbelsäule wird optimal gelagert und Verspannungen durch eine unbequeme Haltung entfallen. Für eine hygienische Anwendung sorgt der waschbare Schlafkissenbezug.

Artikelnummer:

Schlafkissen Fluffy: 115v1002 | 79,00 €

Kissenbezug: 115v2002 | 39,00 €

CPAP SCHLAFKISSEN | LINA*

Das Kissen Lina ist ein komfortables und individuell einstellbares Seitenschläfer- und CPAP Kissen. Einfach das speziell entwickelte Füllmaterial entnehmen oder zusätzlich einfügen und schon können Sie Ihr Lina Schlafkissen auf die gewünschte Höhe und Härte einstellen, um die optimale Schlafposition einzustellen. Der Bezug besteht aus 100 % Baumwolle und ist bei 60°C waschbar.



Artikelnummer:

Schlafkissen Lina: 992a1009 | 89,00 €

Kissenbezug weiß: 992a2003 | 21,90 €

Kissenbezug grau: 992a2004 | 29,00 €

NACHTWAECHTER SCHLAFWESTE*



- Das aktuelle Spitzenprodukt zur effektiven Verhinderung der Rückenlage beim Schlafen
- Mit modernsten Stoffen aus dem Leistungssport (produziert nach OEKOTEX-Standard)
- Hochatmungsaktiv durch seine Lüftungskanäle
- Optimaler Schlafkomfort
- Beste Materialien, geprüfte Funktionalität

Die Nachtwächter Schlafweste ist ein Premiumprodukt zur sanften, aber effektiven Verhinderung der Rückenlage beim Schlafen. Die Rückenlage ist die Hauptursache für Schnarchen bei den meisten Menschen. Nachtwächter sorgt so mit seiner Schlafweste für nächtliche Ruhe in deutschen Schlafzimmern. Auf einfache und komfortable Weise bekommen Sie und Ihr Partner bei bestem Schlafklima wieder mehr Lebensqualität.

- Ergonomischer Protektor gegen Schnarchen
- Passt sich jeder Körperform optimal an
- Mit weichem Klettverschluss

Artikelnummer:

Größe M/L: 992a1005 | 79,90 €

Größe XL/XXL: 992a1006 | 79,90 €

Der perfekte Begleiter für die Nachtwächter Schlafweste oder Schlafbandage. Für die Reise, zuhause oder einfach zum staubfreien Verstauen. Aus hochwertigem robusten Nylonmaterial. Mit großen Netz-Rückenteil für eine optimale Belüftung.

Artikelnummer:

Größe M/L: 992a2001 | 14,90 €

NACHTWAECHTER TASCHE



RÜCKENLAGEVERHINDERUNGSWESTE*

RLV-Weste FlexeBlue ° | 129,00 €



- atmungsaktiv
- leichtes Netzfutter
- 50 % Lyocell
50 % Polyester

RLV-Weste Classic ° | 119,00 €



- Allergikerfreundlich
- waschbarer Bezug
- 100% Baumwolle

In Deutschland leiden etwa 4 % der Bevölkerung, also circa 3 Millionen Menschen, an Schlafapnoe. Von der obstruktiven Schlafapnoe sind beispielsweise etwa 20 Prozent der 40 bis 60 jährigen Menschen betroffen. Bei sehr vielen Betroffenen zeigt sich das Auftreten dieser Störung ausschließlich in der Rückenlage, welche durch das Tragen der RLV-Weste wirksam vermieden wird.

Brustumfang	Bauchumfang		FlexeBlue	Classic
88 - 93 cm	86 - 91 cm	XS	995b1011	995b1001
94 - 99 cm	92 - 97 cm	S	995b1012	995b1002
100 - 105 cm	98 - 103 cm	M	995b1013	995b1003
106 - 112 cm	104 - 110 cm	L	995b1014	995b1004
113 - 119 cm	111 - 117 cm	XL	995b1015	995b1005
120 - 126 cm	118 - 124 cm	XXL	995b1016	995b1006

*Hygieneartikel - vom Umtausch ausgeschlossen

° Weste exklusive Polster

Luftkanalpolster

Durch die neu eingearbeiteten Luftkanäle im Rückenbereich wird eine bessere Klimatisierung erzielt, das Polster wird leichter und der Tragekomfort nochmals verbessert.

Artikelnummer: 995b2001 | 79,00 €



RLV-Luftkanalpolster Dynamic

Durch die eingearbeiteten Luftkanäle im Rückenbereich wird eine bessere Klimatisierung erzielt und das Polster wird leichter, was den Tragekomfort nochmals verbessert.

Artikelnummer: 995b2007 | 98,77 €



DeLuxe Polster

Passt sich durch speziell eingearbeitete Schaumstoffblöcke der Wirbelsäule an.

Artikelnummer: 995b2002 | 109,00 €



*Hygieneartikel - vom Umtausch ausgeschlossen



SOMNIPAX BELT | ANTISCHNARCHGÜRTEL*

Elektronischer Schlafpositionstrainer zur Anwendung bei positionsabhängiger obstruktiver Schlafapnoe, sowie einfachem Schnarchen in Rückenlage.

Nachhaltig – Sanft – Komfortabel.

Leichte Vibrationen signalisieren im Schlaf die falsche Liegeposition; Sie müssen sich umlagern, damit wieder Ruhe einkehrt. Mit einem schlanken Gurt aus atmungsaktivem Material bietet somnipax belt volle Bewegungsfreiheit im Schlaf.



Sehr komfortabel & diskret: Besteht aus dünnem Gurt aus atmungsaktivem Material und sorgt jederzeit für maximale Bewegungsfreiheit im Schlaf. Einheitsgröße: Gurt ist größenverstellbar und für zierliche bis kräftige Körper geeignet.

Artikelnummer:

998e1003 | 159,95 €



HBO SMART | PULSOXIMETER

Ein Pulsoximeter ist ein einfacher, tragbarer Monitor für die Messung der Sauerstoffsättigung sowie Pulsfrequenz. Sie können ihn sowohl in Räumen als auch im Freien verwenden.

Unser Fingerpulsoximeter von DeVilbiss erreicht Ergebnisse wie in klinischen Bereichen. Sie tragen ihn lediglich am Finger und er gibt Ihnen neben der Sauerstoffsättigung (SpO2) und der Pulsfrequenz auch die Pulsstärke mittels Perfusionsindex an. Er eignet sich für die tägliche Messung von Vitalwerten zu Hause, im klinischen Bereich und bei sportlichen Aktivitäten. Er kann bei Erwachsenen und Kindern zum Einsatz kommen.



Artikelnummer: 429d1001 | 39,90 €

AIRMINI | RESMED*

KLEIN. SMART.
OHNE KOMPROMISSE.



Das ResMed AirMini ermöglicht Ihnen eine hochwertige mobile Atemschlauchtherapie, wie Sie es von ResMed gewohnt sind.

Gewicht: 300 g | Länge: 14 cm

- Wasserloses Befeuchtungskonzept
- Bluetooth

AIRMINI BETTHALTERUNG

Eine praktische Lösung um das ResMed AirMini immer in Reichweite zu haben. ResMed AirMini in die Halterung klicken und am Bettrahmen befestigen.

Artikelnummer AirMini:

11dm1001 | 977,00 €

Artikelnummer AirMini Betthalterung:

11dm2006 | 39,90 €

HUMDIX | WASSERLOSE BEFEUCHTUNG*

Humdix

Das Standardsystem von ResMed für wasserlose Befeuchtung in den meisten Klimazonen und Schlafsituationen.

Artikelnummer:

11dm3003 (3er Pack) | 35,10 €

11dm3004 (6er Pack) | 58,50 €



kompatibel mit AirFit P10, N20 und N30

Humdix
Plus

Befeuchtungssystem optimiert für trockene und hochgelegene Umgebungen mit niedrigem Feuchtigkeitsniveau, z.B. im Flugzeug.

Artikelnummer:

11dm3005 (3er Pack) | 35,10 €

11dm3006 (6er Pack) | 58,50 €



Humdix
für F20

Angenehme und effektive Befeuchtung der Atemluft für die AirFit F20 Full Face Maske.

Artikelnummer:

11dm3009 (3er Pack) | 36,00 €

11dm3010 (6er Pack) | 60,00 €



kompatibel mit AirFit F20

GLEICHSPANNUNGSWANDLER

Gleichstromkonverter | ResMed Airmini

Der ResMed AirMini Konverter dient dem Anschluss Ihres ResMed AirMini an die Batterie im Auto, LKW, Wohnwagen oder Boot. Der ResMed Gleichstromkonverter ermöglicht Ihnen den Betrieb des ResMed AirMini an einer Gleichstromquelle von 12 Volt oder 24 Volt.



Artikelnummer: 11dm2008 | 120,00 €

Produktabmessung:

- Kabellänge: 150cm
- Gesamtlänge: 300 cm
- Nennleistung: 65 W

BATTERIE (AKKU) MEDISTROM PILOT-24 LITE FÜR PRISMA SMART/SOFT

Der Medistrom Pilot-24 dient als perfektes Zubehör unserer CPAP und APAP- Therapiegeräte vom Typ prisma SMART/SOFT. Nicht für prisma LINE (20C/20A).

- Akkulaufzeit ca. 8 Stunden (bei Betrieb ohne Befeuchter, ohne Heizschlauch)
- Nicht für Prisma 20A und 20C geeignet
- Ladezeit ca. 2-3 Stunden
- Kapazität 95 Wh, Lithium-Ionen-Zellen
- Dank USB-Port auch für das Laden von Handys, Tablets etc. geeignet (Kompatibilität prüfen)



Artikelnummer: 11cf2001 | 499,80 €

Wichtig: Dieser Artikel kann derzeit **nicht** über Versand zugestellt werden. Sie erhalten den Artikel in unseren Niederlassungen oder AtemCentren.

TASCHEN | RESMED AIRMINI


Feinfliter | ResMed Airmini

Die Einatemluft wird am ResMed AirMini Therapiegerät angesaugt und durch den Luftfilter gereinigt. Wechseln Sie den Luftfilter bei Bedarf aus – Empfehlung von ResMed: spätestens alle 6 Monate.

Artikelnummer:

11dm3001 (1 Stück) | 3,90 €

11dm3002 (12 Stück) | 39,00 €



TASCHEN | RESMED AIRMINI

Premium Reisetasche

Die kleine handliche Tasche hat Platz für das komplette System, schützt vor äußerlichen Einflüssen und Sie können Ihre Therapie immer und überall beginnen.

Artikelnummer: 11dm2004 | 50,00 €



ResMed AirMini Etui Hardcase

Das ResMed AirMini Etui Hardcase schützt Ihr ResMed AirMini Atemtherapiegerät vor Beschädigungen und ermöglicht so die sorgenfreie Mitnahme im Rucksack, einem Beutel oder einer sonstigen Tasche.



Artikelnummer: 11dm2005 | 35,70 €

SETUP PACK F20 | RESMED AIRMINI*

Mit dem Resmed AirFit F20 AirMini Setup Pack können Sie Ihre bestehende Resmed AirFit F20 Full Face Maske ganz einfach mit dem kompakten Resmed AirMini verbinden. Das Setup Pack enthält ein speziell entwickeltes Verbindungsstück, das eine sichere, präzise und zuverlässige Kopplung zwischen der Maske und dem Reisegerät ermöglicht.



Zur Verwendung der ResMed AirFit F20 Maske mit dem AirMini Gerät

Bestandteile mit Befeuchtung:

- 1x F20 Verbindungsstück
- 1x AirMini Atemschlauch
- 1x HumdiX wasserlose Befeuchtung

Artikelnummer: 11dm2009 | 53,00 €

SETUP PACK F30 | RESMED AIRMINI*

Dank des Resmed AirFit F30 AirMini Setup-Packs ist es Ihnen möglich, Ihre Resmed AirFit F30 mit dem Resmed AirMini zu verbinden. Das F30 AirMini Setup-Pack enthält ein spezielles Verbindungsstück, welches es möglich macht, das AirMini Reisegerät mit der AirFit F30 Maske zu verwenden.



Bestandteile ohne Befeuchtung:

- 1x F30 Verbindungsstück
- 1x AirMini Atemschlauch

Artikelnummer: 11dm2010 | 53,00 €

AirForce One

Der AirForce One Kompressorvernebler ist die ideale Lösung für eine erfolgreiche Aerosoltherapie. Er ist leicht, handlich und kann flexibel im häuslichen oder klinischen Bereich eingesetzt werden. Insbesondere die hohe Leistungsfähigkeit sowie die unkomplizierte Anwendung zeichnen den AirForce One als einen effizienten und anwenderfreundlichen Kompressorvernebler aus.



AirForce One

Artikelnummer: 129f1001 | 69,00 €

Jahrespack

Artikelnummer: 129f5001 | 20,35 €

PocketAir



Der kleine vollkommen lautlose und tragbare Medikamentenvernebler Pocket Air® ist einfach zu bedienen und wurde speziell für die schnelle und unkomplizierte Medikamenteninhalation für unterwegs entwickelt.

Artikelnummer: 126k1001 | 155,00 €

PARI BOY Pro



Flexibel und mit variablem Tröpfchenspektrum für die Therapie von schweren, chronischen Atemwegserkrankungen.

Der starke Kompressor in Kombination mit dem Pari LC Sprint Vernebler sorgt für kurze Inhalationszeiten.

Artikelnummer: 125i1001 | 240,00 €

ATEMTHERAPIE*

RC-FIT®CLASSIC

Einzigartiges, oszillierendes Atemphysiotherapiegerät (O-PEP) und oszillierender Atemmuskeltrainer (O-IMT) in einem.

Die meditativen Töne bei der Ein- und Ausatmung geben ein Feedback zur Anwendung und wirken beruhigend sowie stresslindernd. Dank handlichem „Hosentaschen-Format“ kann es gut mitgenommen werden und als Atemnot-Anker in Notfallsituationen Hyperventilation verhindern oder abmildern.

Artikelnummer: 999a2008 | 79,90 €



GESCHLOSSENES STERILWASSER

Aqua Pak - geschlossenes Sterilwasser

Geschlossene Sterilwassersysteme erlauben eine hygienische Befeuchtung bei der Sauerstoff-Insufflation (Sauerstoffanwendung über Nasenbrillen, Sonden, o.Ä.).

Das geschlossene System beinhaltet 325 ml steriles, pyrogenfreies, destilliertes Wasser und einen Sprudelbefeuchter. Standard-Sauerstoffschläuche können an das Aqua Pak problemlos angeschlossen werden.

Ein mitgelieferter Adapter erlaubt eine Anbringung des Aqua Paks an Sauerstoffkonzentratoren und Flüssigsauerstoffsystemen.



Artikelnummer: 130a4001	1 Stück	6,90 €
	10 Stück	49,98 €
	20 Stück	83,00 €

FIRESAFE SCHLAUCHBINDER

Der Firesafe Schlauchverbinder wird als Adapter zwischen Verlängerungsschlauch und Nasenbrille eingesetzt. Er schützt Sie im Brandfall vor Verbrennen im Gesichts- und Brustbereich. Eine thermische Sicherung mit integriertem Rückschlagventil unterbricht bei Entzündung den O2-Flow der nachgelagerten Schlauchleitung.

Der Schlauchverbinder ist bis zu vier Jahre verwendbar.


Artikelnummer: 130a3032 | 12,50 €



MOBILE SAUERSTOFFKONZENTRATOREN

Die mobilen Sauerstoffkonzentratoren erlauben eine hohe Mobilität, da sie sehr kompakt, leicht und sowohl Ihnen als auch den Menschen in Ihrer Umgebung kaum auffallen. Sie können zuhause oder unterwegs aufgeladen werden, wodurch Sie in Ihrer Sauerstoffversorgung weiterhin Freiheit genießen können - jederzeit und überall.

Bitte erkundigen Sie sich nach unseren aktuellen Preiskonditionen unter den hinten genannten Kontaktdaten.



STANDORTE

IfM Ingenieurbüro für Medizintechnik GmbH

Im Ostpark 4
35435 Wetztenberg
Tel.: 0641 - 98 256 - 0
info@ifm-medical.de

IfM Regionalbüro Hofheim I Hessen

Nassastraße 10
65719 Hofheim am Taunus
Tel.: 0641 - 98 256 - 0
info@ifm-medical.de

IfM Regionalbüro Darmstadt I Hessen

Grafenstraße 13
64283 Darmstadt
Tel.: 0641 - 98 256 - 0
info@ifm-medical.de

IfM Regionalbüro Kassel I Hessen

Friedrich-Ebert-Straße 110
34131 Kassel
Tel.: 0561 - 70 34 97 73
kassel@atemcenter.info

IfM Regionalbüro Bad Krozingen I Baden-W.

Am Krozinger Weg 5
79189 Bad Krozingen
Tel.: 07633 - 92 44 80
buero-bad-krozingen@ifm-medical.de

IfM Regionalbüro Kammerstein I Bayern

Aurachhöhe 4
91126 Kammerstein
Tel.: 09178 - 99 65 270
buero-bayern@ifm-medical.de

IfM Regionalbüro Nord | Schleswig-H.

Ewige Weide 2
22926 Ahrensburg
Tel.: 04102 - 67 87 899
ahrensburg@ifm-medical.de

IfM Regionalbüro Ludwigsfelde | Brandenburg

An den Kiefern 6
14974 Ludwigsfelde
Tel.: 0641 - 98 256 - 0
info@ifm-medical.de

IfM Regionalbüro Oelsnitz I Sachsen

Kurt-Mauersberg-Straße 9
09376 Oelsnitz / Erzgebirge
Tel.: 037298 - 30 13 81
sachsen@ifm-medical.de

IfM Regionalbüro Bochum | Nordrhein-W.

Borgmannstraße 2
44894 Bochum
Tel.: 0641 - 98 256 - 0
buero-bochum@ifm-medical.de

IfM Regionalbüro Kirkel-Limbach | Saarland


In den Stockgärten 8
66459 Kirkel-Limbach
Tel.: 06841 - 99 34 20
info@ifm-medical.de

IfM Regionalbüro München | Bayern

Caroline-Herschel-Straße 30
85521 Ottobrunn
Tel.: 089 - 64 94 55 89
buero-bayern@ifm-medical.de

BESUCHEN SIE UNSEREN
ONLINE-SHOP!

<https://www.ifm-medical.de/online-shop/>



Versandkostenfrei ab einem
Bestellwert von 20,00 €



IfM Ingenieurbüro für Medizintechnik GmbH
Im Ostpark 4 | 35435 Wettenberg
T.: 0641 - 98 256 - 0 | F.: 0641 - 98 256 - 44
M.: info@ifm-medical.de



502-45223092026

