

# Portabler Sauerstoffkonzentrator iGo2

Art. Nr.: 125K



- Patentierte SmartDose™ Technologie
- Äußerst sensible Atemerkennung (Trigger)
- Maximale Sauerstoffabgabe: 1014 ml
- Mit Flugzulassung
- Inklusive praktischer Transporttasche
- Klein, leicht und handlich

Der zukunftsweisende iGo2 hat eine völlig neue Klasse innerhalb der portablen Sauerstoffkonzentratoren geschaffen. Er ist der erste seiner Art, der mit der patentierten, selbst anpassenden SmartDose™-Technologie ausgestattet ist.

Die Sauerstoffabgabe wird automatisch Ihren Aktivitäten angepasst. So können Sie Ihr Leben endlich wieder in vollen Zügen genießen, ohne ständig auf die benötigte Sauerstoffeinstellung achten zu müssen.

Die patentierte SmartDose™ Technologie passt die Sauerstoffdosis automatisch an Ihr Atemmuster an. In Momenten erhöhter Aktivität wird mehr Sauerstoff abgegeben.

Entsprechend wird die Dosis reduziert, wenn Sie wieder in die Ruhephase wechseln.

SmartDose™ fördert daher einen aktiven und individuellen Lebensstil.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Internetseite [igo2poc.com](http://igo2poc.com)

## Technische Daten

Artikelnummer	125K
HMV-Nr.	14.24.06.1011
Farbe	grau
Gesamtbreite	8.9 cm
Gesamthöhe	21.3 cm
Gesamtiefe	21.8 cm

Sauerstoffkonzentration	90+4/-3
Betriebsspannung	50/60 Hz
Geräuschpegel	37 dBa
Gesamtgewicht	2,25 kg
Gewicht	2,2 kg
VPE Pal.	48 Pal.

# Portabler Sauerstoffkonzentrator iGo2

Art. Nr.: 125K



## Zubehör



**Batterieladegerät für iGo2**

Art. Nr.:125-CH-614



**Wiederaufladbare Batterie für iGo2**

Art. Nr.:125D-613